

NAVODILA ZA UPORABO - SLO IN 23202 LED MASKA ZA OBRAZ INSPORTLINE HILMANA



VARNOSTNA NAVODILA

- Pred uporabo preberite priročnik in ga shranite za nadaljnjo uporabo.
- Ne uporabljajte več kot 20 minut na dan.
- Ne uporabljajte dlje časa.
- Izdelek ni igrača, hranite ga izven dosega otrok.
- Izogibajte se stiku luči z očmi. Ne glejte v neposredno svetlobo maske. Pri uporabi zaprite oči, če je svetloba še vedno intenzivna, pokrijte oči z bombažno krpo.
- Za boljši učinek uporabite pri rutinski negi kože.
- Naprava vsebuje električna vezja in LED luči. Izdelka ne smete pritisniti ali zložiti.
- Ne uporabljajte pred spanjem.
- Ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek ni primeren za: nosečnice, osebe z epilepsijo, alergije na svetlobo in toploto, osebe z občutljivo kožo, dermatološke bolezni, osebe s poškodbami ali brazgotinami itd.
- OPOZORILO: Naprava ni nadomestilo za medicinsko ali terapevtsko oskrbo.

UPORABA

- Nežno očistite in posušite obraz. Ne drgnite si obraza, da preprečite razdraženo kožo.
- Masko pritrдите na obraz in jo s kablom povežite z daljinskim upravljalnikom.
- Pritisnite gumb za vklop Power, indikator napajanja bo zasvetil. Nato pritisnite gumb za vklop / izklop ON/OFF, prižge se LED lučka maske.
- Pritisnite gumb Color, da izberete barvo: rdeča, modra, zelena, vijolična, rumena ali prozorna.
- Pritisnite gumb za čas Time, da nastavite čas (priporočeno 15-30 minut) po potrebi. Ne glejte v luči. Z gumbom Energy prilagodite intenzivnost.
- Med uporabo ne beri knjige, ne glej televizije ali računalnika. Priporočamo sedenje ali ležanje.
- Masko lahko uporabljate z izdelki za nego kože. Če masko uporabljate skupaj z izdelki za nego kože, uporabite rdečo LED lučko (priporočena dolžina uporabe 15 - 30 min), nato pa masko očistite z vlažno mehko krpo in jo posušite.

LED SVETLOBNI UČINKI

Modra svetloba Sterilizacija, zavira vnetje

Zelena luč Zmanjšuje maščobo kože

Rdeča luč Posvetli kožo, zgladi gube

Svetlo modra svetloba Izboljša metabolizem

Vijolična svetloba Zmanjša brazgotine po aknah

Rumena luč Kožo napolni z energijo

Bela svetloba Zmanjša pege

ZAŠČITA OKOLJA

Po izteku življenjske dobe izdelka ali če je morebitno popravilo neekonomično, ga odložite v skladu z lokalnimi zakoni in okolju prijazno v najbližji čistilni napravi.

S pravilnim odstranjevanjem boste zaščitili okolje in naravne vire. Poleg tega lahko pomagata varovati zdravje ljudi. Če niste prepričani v pravilno odstranjevanje, prosite lokalne oblasti, da se izognete kršitvam zakona ali sankcijam. Ne odlagajte baterij med gospodinjske odpadke, ampak jih predajte na mesto za recikliranje.

GARANCIJSKI POGOJI, REKLAMACIJE

- Garancija je 12 mesecev.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake:

- krivda uporabnika, tj. poškodba izdelka zaradi nestrokovnega popravila, nepravilne montaže
- nepravilno vzdrževanje
- mehanske poškodbe
- obraba delov med običajno uporabo (npr. gumijasti in plastični deli, gibljivi mehanizmi, spoji itd.)
- neizogiben dogodek, naravna nesreča
- nestrokovni posegi
- nepravilno ravnanje ali nepravilna namestitvev, nizka ali visoka temperatura, izpostavljenost vodi, nesorazmerni tlak in udarci, namerno spremenjena oblika, oblika ali mere.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

FS SPORT d.o.o.

Hosta 13, 4220 Škofja Loka, Slovenija

T: +386 (0)4 51 51 880

M: +386 (0)41 784 005

E: info@insportline.si

W: www.insportline.si

