

NAVODILA ZA UPORABO

Masažna blazina inSPORTline Cuscinetto in15903



VARNOSTNA NAVODILA

- Izdelek je primeren le za domačo uporabo.
- Naprave ne povežite na električno omrežje, če napetost ne ustreza specifikaciji proizvoda.
- Če uporabljate napravo v avtomobilu, uporabite poseben adapter.
- Če izdelek ne deluje pravilno, ga takoj prenehajte uporabljati. Obrnite se na dobavitelja.
- Ne vlecite za napajalni kabel.
- Če je napajalni kabel poškodovan, se obrnite na proizvajalca ali kontaktirajte strokovnjaka za popravilo.
- Če je poškodba na glavi ali vzglavniku, prenehajte z uporabo iz varnostnih razlogov.
- Poškodovani del čimprej zamenjajte.
- Ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot so kopalnica ali voda. Uporaba v vlažnem prostoru lahko povzroči električni udar.
- Napravo hranite proč od virov toplote in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Prepričajte se, da po vsaki uporabi izklopite stikalo in izključite napajalni kabel iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte več kot 15 minut.
- Dolgotrajna uporaba lahko pregreje blazino. Osebe občutljivim na toploto ne priporočamo predolge masaže.
- Naprava je opremljena s funkcijo pred pregrevanjem in se lahko pri daljšem delovanju samodejno izklopi. Masaža se lahko nadaljuje šele po ohladitvi naprave.

- Ni primerno za otroke, ljudi z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju in osebe, ki niso seznanjeni z njegovim delovanjem in nadzorom. Ti ljudje lahko masažo blazino uporabljajo v prisotnosti odrasle odgovorne osebe.
- Ljudje, ki trpijo zaradi bolezni srca, tumorjev, hrbtenične malformacije, ljudi, ki imajo srčni spodbujevalnik ali nosečnice ne smejo uporabljati izdelka.
- Masažna Blazina je vroča. Osebe, občutljive na visoke temperature morajo biti pri uporabi izdelka previdne.
- Ta izdelek ni igrača. Hraniti izven dosega otrok.

LASTNOSTI

Inovativna oblika s štirimi masažnimi glavami masira utrujene mišice, pospešuje prekrvavitev in sprošča. Masažna blazina omogoča masažo z gnetenjem in stiskanjem. Infrardeča svetloba se uporablja za toplotno masažo. Masažni časovnik je 20 minut.

- Enotni regulator hitrosti
- Zaščita pred pregrevanjem
- Funkcija vroče masaže

DELOVANJE

Za domačo uporabo

Priključite napajalni kabel v blazino in nato v električno vtičnico.

Za uporabo v avtomobilu

Priključite adapter v avtomobilski adapter za vžigalnik.

1. Priklop navzgor: avtomatsko gnetenje in gretje
2. Priklop navzdol: izklop ogrevanja, masaža z gnetenjem
3. Priklop na sredini: ustavite masažo
4. Po 20 minutni masaži se blazina izklopi

TEHNIČNI PARAMETRI

Napetost AC100-240 V / DC 12 V

Frekvenca 50-60 Hz

Moč 18 W

Časovnik 20 minut